

MAG2000

Mag2000 è il dispositivo per magnetoterapia a bassa frequenza più venduto al mondo.

È ideale per il trattamento di diverse patologie ossee e muscolari grazie ai suoi 35 programmi preimpostati.



CARATTERISTICHE

- ✓ 35 programmi
- ✓ Intensità fino a 150 gauss per canale
- ✓ 2 canali di uscita
- ✓ Frequenza da 1 a 100 Hz

CND Z120606
REP 364316/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa
MAG2000 è un dispositivo medico CE0068.

DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo MAG2000
- ✓ Fascia elastica terapeutica
- ✓ Alimentatore medicale
- ✓ Manuale d'uso e posizioni fascia
- ✓ 1 busta di protezione PVC
- ✓ 1 calamita tester
- ✓ Borsa per il trasporto

DIMENSIONI DISPOSITIVO 179 x 107 x 50 mm



MAG2000

MAG2000 è dotata di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite etc), 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia. MAG2000 permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss per uscita) nei programmi con frequenze di lavoro da 1 a 100 Hertz.

PROGRAMMI

01 Osteoporosi	17 Coxartrosi	33 90 Hz
02 Artrosi	18 Atrofie muscolari	34 100 Hz
03 Artrite	19 Contratture muscolari	35 Scansione automatica (Autoscan)
04 Artrosi cervicale	20 Osteonecrosi	
05 Dolori articolari	21 1 Hz	
06 Cervicalgia	22 3 Hz	
07 Distorsioni	23 5 Hz	
08 Fratture	24 10 Hz	
09 Epicondilite	25 15 Hz	
10 Epitrocleite	26 20 Hz	
11 Contusioni intercostali	27 30 Hz	
12 Lombalgia	28 40 Hz	
13 Dolore lombo-sacrale	29 50 Hz	
14 Artrosi spalla	30 60 Hz	
15 Artrosi ginocchio	31 70 Hz	
16 Periartrite scapolo omerale	32 80 Hz	