

# TECnoSix<sup>®</sup>

— PR-TH —



**SPEED UP  
THE RECOVERY**

*Sixtus*   
Italia

**TECnoSix**<sup>®</sup>  
PR-TH



# SPEED UP THE RECOVERY

**Tecnosix PR-TH** è un sistema di compressione pneumatico ad aria indicato per alleviare temporaneamente la tensione muscolare e aumentare la circolazione sanguigna per ottenere un rapido recupero delle aree trattate.

**COMPRESSIONE  
PNEUMATICA  
INTERMITTENTE**



### TUTORI CON CAMERE SOVRAPPOSTE:

- Nessun vuoto di pressione
- Prevenzione nella ritenzione di liquidi corporei locali



**MODALITÀ MULTI-FLUSH  
PER UN MIGLIOR RECUPERO**



**AMPIO FLUSH RANGE  
PER UN RECUPERO OTTIMALE**



**FUNZIONAMENTO  
SILENZIOSO**



**LEGGERO E FACILMENTE  
TRASPORTABILE**



**TAGLIA DEI GAMBALI**

- Small: ≤165 cm
- Medium: da 170 a 185 cm
- Large: ≥185 cm



**MONITORAGGIO  
DELLA PRESSIONE  
IN TEMPO REALE**

**88:88**

**CONTROLLO DIGITALE  
E FUNZIONAMENTO  
RAPIDO E INTUITIVO**

## COMPOSIZIONE

- ♦ 1 Unità di controllo pre-caricata
- ♦ 2 Gambali
- ♦ 1 Set di tubi di collegamento
- ♦ 1 Adattatore
- ♦ Borsa per il trasporto



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ♦ Camere: 4
- ♦ Modalità di compressione: 6
- ♦ Intervallo di tempo: 1min-99min
- ♦ Intervallo di pressione regolabile: 30-150mmHg
- ♦ Batteria ricaricabile: Sì (durata della batteria: più di 6 ore)
- ♦ Adattatore: Sì (15V 6A)
- ♦ Tensione di ingresso: AC 100 - 240V 50 - 60 Hz
- ♦ Dimensioni: 270(L)X148(W)X128(H)mm
- ♦ Peso: 1.65 Kg (senza batteria)
- ♦ CE1639



Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)  
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211  
info@sixtus.it

**[www.sixtusitalia.it](http://www.sixtusitalia.it)**



Dati, descrizioni, dimensioni, pesi, illustrazioni sono puramente indicativi. Il produttore si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Materiale tecnico informativo riservato a personale specializzato. Vietata la diffusione al pubblico.