



Endomed 482

L'apparecchiatura completa,
semplice, veloce
e affidabile per l'elettroterapia



Endomed 482

Endomed 482 è l'apparecchiatura per l'elettroterapia per il terapeuta più esigente.

L'elettroterapia sottintende molte possibilità e applicazioni. L'azione analgesica e di stimolazione muscolare hanno origini lontane nel tempo con una concreta validazione scientifica. L'utilizzo dell'elettroterapia non è invasivo, è facilmente applicabile e non è fastidioso per il paziente. L'elettroterapia è quindi spesso un'ottima alternativa a terapie farmacologiche o di altra natura.



Elettroterapia

Dispositivo utilizzato per terapia del dolore, stimolazione muscolare e/o diagnostica. Applicazioni di elettroterapia per alleviare rapidamente il dolore senza effetti collaterali. È possibile stimolare i muscoli per migliorare la funzionalità del tessuto molle. L'elettroterapia può essere utilizzata per misurare la risposta differenziata del tessuto alla stimolazione, permettendo di fornire una diagnosi sulla qualità del tessuto

Endomed 482

Endomed 482 si contraddistingue, proprio come le altre apparecchiature della serie 4 di Enraf-Nonius, per la facilità d'uso con un'interfaccia touchscreen e per l'ampia libreria di protocolli (ben 42 documenti e basati su test clinici).

Endomed 482 può essere interfacciato a Vacotron 460. Questa unità integrata facilita significativamente l'esecuzione del trattamento elettroterapico grazie all'impiego di elettrodi di suzione.

Endomed 482, l'apparecchiatura completa, semplice, veloce e affidabile per l'elettroterapia!



Endomed 482

Protocolli basati su test clinici

42 protocolli basati su prove di efficacia per l'elettroterapia. Completi di riproduzioni anatomiche ed istruzioni per il trattamento



Comando a distanza (opzionale)

Utilizzando il "telecomando" in opzione, il paziente può essere parte attiva del proprio trattamento. Soprattutto con le applicazioni elettroterapiche, il paziente ha la possibilità di gestire la propria terapia.

Alimentazione di rete e alimentazione a batteria, quindi portatile (opzionale)

Oltre che con l'alimentazione di rete, l'apparecchiatura funziona anche a batteria. Quindi potete utilizzare il vostro Sonopuls 492 ovunque. Sia che il paziente si trovi a casa o nel letto dell'ospedale, con Sonopuls 492 disporrete sempre di tutte le modalità per ultrasuoni ed elettroterapia!

Luminoso schermo a colori TFT

Uno schermo antigraffio e luminosissimo offre la piena visibilità di tutti i parametri da ogni angolo di visione.





Endomed 482

Prodotto da Enraf-Nonius

Prodotto da Enraf-Nonius, quindi sicuro, affidabile e resistente. Un'apparecchiatura di Enraf-Nonius, il fornitore per eccellenza per i fisioterapisti di tutto il mondo. Prodotta con un occhio di riguardo per la qualità, l'affidabilità e la resistenza.

Interfaccia utente touchscreen

Il dispositivo è particolarmente facile da usare grazie a un menu chiaro e all'interfaccia touchscreen. Estremamente intuitivo e facilmente utilizzabile come uno smartphone all'avanguardia.

Compatto ed elegante

Estremamente compatto, piccolo e leggero per agevolare il trasporto; un dispositivo elegante dal design moderno ed accattivante.

Programmato per essere veloce

La struttura dei menu è ottimizzata per la velocità. Nella maggior parte dei casi si può avviare un trattamento specifico per una patologia in soli 3 passi! Facile, veloce ed efficace.

Programmabile

Oltre ai 60 protocolli di trattamento standard, potete anche definire e memorizzare i vostri protocolli personali (inclusi i programmi sequenziali).



Endomed 482

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

1498920 Endomed 482

Accessori standard Endomed 482

- 1498757 4-Series Manuale dell'utente (cd rom)
- 1498756 4-Series Opuscolo informativo
- 3444290 Cavo alimentazione 230V-EUR
- 1498010 Supporto apparecchio (non disponibile per Vacotron 460)
- 3444071 Fascia di fissaggio bianca, 7,6 x 60 cm
- 3444072 Fascia di fissaggio bianca, 7,6 x 90 cm
- 2x 3444129 Elettrodi in gomma 6x8 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.
- 1460266 Spugne per elettrodi in gomma 6x8 cm, 4 pz.
- 2x 3444211 Cavo paziente 2 mm di contatto nero, maschio, con clips colorate



Endomed 482

Alimentazione	100 – 240 V $\pm$ 10% / 50 / 60 Hz
Dimensioni (BxDxH)	
Apparecchio:	24 x 32 x 12 cm
Apparecchiatura con piedino	24 x 30.5 x 18.2 cm
Apparecchiatura con Vacotron	24 x 30.5 x 21.6 cm
Peso	2 kg
Peso, inclusa la batteria fornita in opzione	3 kg

Elettroterapia

Uscite elettroterapia	2 (100% indipendente)
Forme di corrente	26 (per canale)
Suggerimenti protocolli di trattamento	42 - basati sulle evidenze cliniche
Posizione programmabili libere	300

Questo è un dispositivo medico.

È conforme a tutte le normative mediche applicabili. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso (scaricabili tramite www.enraf-nonius.com).



DATI TECNICI



Endomed 482

ACCESSORI

Elettrodi adesivi

3444222 Elettrodi adesivi Ø 2,2 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 8 pz. (anche per EMG)

3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 4 pz.

3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 4 pz.

3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 4 pz.


Elettrodi a penna

3444180 Elettrodi a penna Ø 5 mm, 2 mm spinotto, con 10 tappi di gomma conduttiva

Adattatori

2523524 Cavo di collegamento a due vie per tecnica multi-elettrodo

2523523 Adattatori presa 2 mm femmina a 4 mm maschio, rosso



3444222



3444056



3444057



3444058



3444180



2523524



2523523



Endomed 482

ACCESSORI

Elettrodi in gomma

- 3444128 Elettrodi in gomma 4x6 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.
- 3444129 Elettrodi in gomma 6x8 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.
- 3444130 Elettrodi in gomma 8x12 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.

Spugne per elettrodi in gomma

- 1460273 Spugne per elettrodi in gomma 4x6 cm, 4 pz.
- 1460266 Spugne per elettrodi in gomma 6x8 cm, 4 pz.
- 1460275 Spugne per elettrodi in gomma 8x12 cm, 4 pz.

Fascia di fissaggio

- 3444071 Fascia di fissaggio bianca, 7,6 x 60 cm
- 3444072 Fascia di fissaggio bianca, 7,6 x 90 cm



3444128



3444129



3444130



1460273
1460266
1460275



3444071



3444072

Endomed 482

Cavo paziente

3444211 Cavo paziente 2 mm maschio di contatto nero, con clips colorate

Telecomando

1498800 Telecomando per serie 4

Borsa

3444675 Borsa

Batteria

2501016 Batteria 12.0V 1.8AH



3444211



1498800



3444675



2501016

ACCESSORI





Endomed 482

L'apparecchiatura completa,
semplice, veloce
e affidabile per l'elettroterapia

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Olanda
www.enraf-nonus.com | info@enraf-nonus.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE