



Endopress 442

Linfodrenaggio meccanico
per impieghi
medici professionali



Endopress 442

EndoPress 442 è l'apparecchio di pressoterapia silenzioso per eccellenza di marchio Enraf-Nonius per trattamenti di linfodrenaggio efficaci e confortevoli. Comprensivo di vari programmi di impostazione della pressione nei differenti segmenti. I programmi clinici integrati comprendono le impostazioni più adatte alle varie indicazioni. Con esse si possono applicare le differenti tecniche di linfodrenaggio. Si può regolare la pressione in modo rapido e preciso a valori compresi tra 25 e 150 mmHg per l'intera lunghezza o per ciascun segmento.



Endopress 442

- La pressione è regolabile per segmento
- Il doppio manicotto consiste in 5 segmenti, il manicotto singolo ha 7 segmenti e il gambale ha 9 segmenti. L'incremento della pressione è regolabile per ciascun segmento.
- Compressore potente e silenzioso di alta qualità
- Facile da usare tramite touch screen a colori
- Accesso a 21 protocolli clinici
- Memoria per salvataggio di oltre 100 programmi
- Molto comodo per terapeuta e paziente
- Facile da tenere pulito
- Accessori disponibili: custodia da fissare al lettino di trattamento per tenere in ordine manicotti e gambali.



Endopress 442

Affidabile, durevole e silenzioso

Il linfo-drenaggio, anche noto come pressoterapia, è la stimolazione del sistema linfatico mediante massaggio specifico delicato che consente il drenaggio di fluido e secrezioni nelle cellule e attorno alle stesse.



Endopress 442

1442921 Endopress 442 230V

1442922 Endopress 442 115V

Dispositivo per linfodrenaggio meccanico

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI



Enraf-Nonius

Endopress 442

Tensione di rete	230 VAC 50-60 Hz (1442921) 115 VAC 50-60 Hz (1442922)
Impostazioni pressione	25 - 150 mbar
Tempo di trattamento programmabile	99 minuti max.
Connettore uscita	1
Protocolli di trattamento pre-programmati	21
Protocolli libere programmabili	>100
Dimensioni (AxLxP)	48 x 56 x 110 cm

Questo è un dispositivo medico.

È conforme a tutte le normative mediche applicabili. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso (scaricabili tramite www.enraf-nonius.com).

CE
0476

DATI TECNICI



Endopress 442

ACCESSORI

Accessori opzionali

- 1442802 Fasce addominali, gambali e manicotti per piedi
- 1442803 Manicotto doppio
- 1442804 Manicotto singolo
- 1442808 Custodia con 1 comparto a cintura lampo di chiusura per ciascun lato del lettino di trattamento



1442802



1442803



1442804



1442808





Endopress 442

Linfodrenaggio meccanico
per impieghi
medici professionali

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | The Netherlands
www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE